

הוראות הפעלה OMRON BF508

1. לחץ על כפתור ההפעלה הנמצא בתחתית המשקל. המילה CAL תהבהב על הצג, ולאחריה יופיע 0.0 KG.
2. לחץ על כפתור GUEST הנמצא על ידית האחיזה.
3. הזן את גיל הנשקל באמצעות החיצים ולחץ על SET לאישור.
4. הזן את מין הנשקל באמצעות החיצים ולחץ על SET לאישור.
5. הזן את גובה הנשקל באמצעות החיצים ולחץ על SET לאישור.
6. על הצג יופיע 0.0. יש לעלות על המשקל.
7. על הנשקל לעמוד יחף על האלקטרודות הנמצאות על המשקל ולאחוז בידית האחיזה כך שהידיים פשוטות לפניו ומחסות את האלקטרודות.
8. על הצג יופיע המשקל, והמשקל יתחיל בחישוב הרכב הגוף- תופיע המילה START.
9. על הצג יופיע שוב המשקל. בכדי לראות את תוצאות הרכב הגוף, יש ללחוץ על SET/MODE. התצוגה תשתנה בכל לחיצה כדלקמן: אחוז שומן, שומן ויסרלי, BMI, משקל. ליד כל פרמטר יופיע שמו.

אינדקס רמת השומן הויסרלי

סיווג	רמת שומן ויסרלי
נורמאלי	1-9
גבוה	10-14
גבוה מאוד	15-30+

לתמיכה ושירות ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות OMRON בחברת אגנטק

פתוח בימים א'-ה' 8:00-16:00, ו' 08:00-13:00

קרית עתידים, בנין מס' 2, ת.ד. 58008, תל אביב 61580

טלפון: 03-6446468 • www.agenteksport.co.il


אגנטק
agentek
חטיבת הבריאות והספורט